Isotherme Titrationskalorimetrie (ITC)

Methode zur Bestimmung von Mischungsenthalpien und damit verbundenen thermodynamischen Größen (Diss. H. Heerklotz)



Die Probenzelle und die identische Referenzzelle (münzenförmiges Volumen 1,4 mL) befinden sich in einer wärmeisolierten Hülle. Die Referenzzelle wird mit sehr geringer konstanter elektrischer Leistung geheizt (R.O.) und die Probenzelle wird gleichzeitig mit der Leistung CFB (0...418 μ W) so geheizt, dass ihre Temperatur gleich der der Referenzzelle ist, d. h. dass stets $\Delta T_1 \approx 0$ gilt. Eine Injektion, die in der Probenzelle zur Wärmeentwicklung führt, erzeugt einen abwärts gerichteten Peak im CFB-Signal. Ist der durch die Injektion verursachte Prozess endotherm, zeigt der Peak nach oben. Die Temperatur der wärmeisolierten Hülle wird so geregelt, dass sie

die Temperatur der Zellen besitzt ($\Delta T_2 \approx 0$). Die Regelung funktioniert nur, wenn der externe Thermostat bei höherer Temperatur arbeitet als die wärmeisolierte Hülle.

ITC-Messgröße

Das CFB-Signal des Kalorimeters wird durch definierte elektrische Heizleistung der Referenzzelle kalibriert, so dass das über die Zeit integrierte CFB-Signal einer Injektion genau der Mischungsenthalpie zwischen Zellinhalt vor der Injektion und dem Inhalt des injizierten Volumens bei dem Druck *p* und der Temperatur *T* des Experiments entspricht:

 $CFB(t)dt \equiv \Delta Q = H(N_{c} + N_{s}, p, T) - H(N_{c}, p, T) - H(N_{s}, p, T)$ Enthalpie des Zellinhalts vor

Enthalpie der Mischung von Zellinhalt und Injektion. Die Durchmischung wird durch Rühren der Injektionsnadel unterstützt, deren Spitze eine Rührschaufel ist. Enthalpie des Zellinhalts vor der Injektion

Enthalpie des Injektionsvolumens

Das Volumen einer Injektion (V_s , hier 1...30 µL) ist immer klein gegenüber dem Volumen der Probenzelle (V_c , hier 1,345 mL), ebenso wie die Zahl N_s der injizierten Mol(ekül)e klein ist gegenüber der Zahl N_c der Mol(ekül)e in der Zelle vor der Injektion.

Die Detektions-Empfindlichkeit liegt bei ca. 0,2 µJ/s.

Aus den **primären Messdaten** ΔQ (p,T,N_c) können dann wichtige thermodynamische Parameter der bei den Injektionen ablaufenden Reaktionen (Aggregationen, chemische Bindungen,

Phasenumwandlungen) ermittelt werden wie z. B. **Bindungskon**stanten, kritische Konzentrationen, Umwandlungsenthalpien und -entropien.

Thermodynamische Grundlagen

Extensivität und Partielle molare Größen

Wir betrachten ein makroskopisches System bestehend aus Φ unterschiedlichen Phasen $\varphi = 1, 2, ..., \Phi$, wobei sich in der Phase φ von der Substanz (= ,Komponente') κ die Menge $N_{\kappa\varphi}$ (Molzahl) befindet. Für eine extensive Größe <u>H</u> (gekennzeichnet durch unterstrichenes Symbol) dieses Systems bei gegebenem Druck p und gegebener Temperatur T gilt dann mit der beliebigen positive Zahl α die Gleichung

 $\underline{H}(\alpha N_{\kappa\varphi}, p, T) = \alpha \underline{H}(N_{\kappa\varphi}, p, T)$

Bildet man die Ableitung nach α an der Stelle α = 1, so erhält man

$$\sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \left(\frac{\underline{\partial H}(N_{\kappa\varphi}, p, T)}{\partial N_{\kappa\varphi}} \right)_{N_{\kappa\varphi'}, p, T} \equiv \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \overline{H}_{\kappa\varphi}(x_{\kappa'\varphi}, p, T) = \underline{H}(N_{\kappa\varphi}, p, T)$$

Die durch Überstreichen gekennzeichneten partiellen molaren Größen

$$\overline{H}_{\kappa\varphi}(x_{\kappa\varphi}, p, T) \equiv \left(\frac{\partial \underline{H}(N_{\kappa\varphi}, p, T)}{\partial N_{\kappa\varphi}}\right)_{N_{\kappa\varphi'}, p, T}$$

hängen nur noch von den Molenbrüchen

$$x_{\mathrm{k}\varphi} \equiv \frac{N_{\mathrm{k}\varphi}}{N_{\varphi}} = \frac{N_{\mathrm{k}\varphi}}{\sum_{\mathrm{k}'} N_{\mathrm{k}'\varphi}}$$

der Komponenten in der jeweiligen Phase ab.

Gibbs-Duhem-Gleichung

Da eine extensive Größe eine homogene Funktion erster Ordnung in den Stoffmengen ist,

$$\underline{H}(N_{\kappa\varphi}, p, T) = \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \overline{H}_{\kappa\varphi}(x_{\kappa'\varphi}, p, T)$$

folgt

$$\sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \left(\frac{\partial H_{\kappa\varphi}}{\partial N_{\kappa'\varphi'}} \right)_{N_{\kappa''\varphi}, p, T} \equiv 0$$

Gibbs-Duhem-Gleichung

Wir beweisen diese Gleichung durch Nachrechnen:

$$\begin{split} &\sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa\varphi}}{\partial N_{\kappa'\varphi'}} \right)_{N_{\kappa'\varphi''},p,T} = \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \left(\frac{\partial^2 \underline{H}}{\partial N_{\kappa\varphi} \partial \overline{N}_{\kappa'\varphi'}} \right)_{N_{\kappa'\varphi''},p,T} = \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa'\varphi'}}{\partial N_{\kappa\varphi}} \right)_{N_{\kappa'\varphi''},p,T} = \\ &= \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \sum_{\kappa''\varphi'} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa'\varphi'}}{\partial x_{\kappa''\varphi'}} \right) \frac{\partial x_{\kappa''\varphi'}}{\partial N_{\kappa\varphi}} = \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \sum_{\kappa''\varphi'} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa'\varphi'}}{\partial x_{\kappa''\varphi'}} \right) \delta_{\varphi'\varphi} \left(\frac{\delta_{\kappa''\kappa}}{N_{\varphi'}} - \frac{N_{\kappa''\varphi'}}{N_{\varphi'}^2} \right) = \\ &= \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \sum_{\kappa''} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa'\varphi}}{\partial x_{\kappa''\varphi}} \right) \left(\frac{\delta_{\kappa''\kappa}}{N_{\varphi}} - \frac{N_{\kappa''\varphi}}{N_{\varphi}^2} \right) = \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa'\varphi}}{\partial x_{\kappa\varphi}} \right) \left(\frac{1}{N_{\varphi}} \right) - \sum_{\kappa\varphi} N_{\kappa\varphi} \sum_{\kappa''} \left(\frac{\partial \overline{H}_{\kappa'\varphi}}{\partial x_{\kappa''\varphi}} \right) x_{\kappa''\varphi} \equiv 0 \end{split}$$

mit

$$\begin{aligned} x_{\kappa\varphi} &\equiv \frac{N_{\kappa\varphi}}{N_{\varphi}} \\ N_{\varphi} &\equiv \sum_{\kappa} N_{\kappa\varphi} \\ \sum_{\kappa} x_{\kappa\varphi} &= 1 \end{aligned}$$

Beispiel: Vollständige Mischbarkeit in einer binären Phase Zwei Substanzen (z. B.'1' = H_2O und ,2' = D_2O) in einer flüssigen Phase:

$$N = N_1 + N_2$$
Gesamtanzahl der Mole

$$x_1 = \frac{N_1}{N} \equiv x$$
Molenbrüche der Komponenten 1 und 2 in der Mischung

$$x_2 = \frac{N_2}{N} = 1 - x$$

$$\underline{H}(N_1, N_2) = N_1 \overline{H}_1(x) + N_2 \overline{H}_2(x) = N \cdot H(x)$$

Enthalpie der Mischung

 $H(x) = x\overline{H}_1(x) + (1-x)\overline{H}_2(x)$ Molare Enthalpie der binären Mischung

Die Ableitung der molaren Enthalpie nach dem Molenbruch x ergibt

$$\frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} = \overline{H}_1(x) - \overline{H}_2(x) \qquad \text{denn} \qquad x\frac{\mathrm{d}\overline{H}_1(x)}{\mathrm{d}x} + (1-x)\frac{\mathrm{d}\overline{H}_2(x)}{\mathrm{d}x} \equiv 0$$

Kennt man H(x), dann kann man auf einfache Weise die partiellen molaren Enthalpien ermitteln:

Analytisch:

Geometrisch:

$$\overline{H}_{1}(x) = H(x) + (1-x)\frac{dH(x)}{dx}$$

$$\overline{H}_{2}(x) = H(x) - x\frac{dH(x)}{dx}$$

$$\overline{H}_{2}(x)$$

$$\overline{H}_{2}(x)$$

$$\overline{H}_{2}(x)$$

$$\overline{H}_{2}(x)$$

Welches ITC-Signal $\Delta Q(x,x_s)$ misst man, wenn sich in der Probenzelle die Mischung beim Molenbruch *x* befindet und man dazu mit der Spritze eine Mischung mit dem Molenbruch x_s dazu titriert? Die sich auf die Spritze beziehenden Größen erhalten den Index s.

$$N_{\rm s} = N_{\rm 1s} + N_{\rm 2s}$$
 $x_{\rm s} = \frac{N_{\rm 1s}}{N_{\rm s}}$

$$\Delta Q(x, x_{\rm s}) = (N + N_{\rm s})H(x') - NH(x) - N_{\rm s}H(x_{\rm s})$$

$$x' = \frac{N_1 + N_{1s}}{N + N_s} = x \frac{N}{N + N_s} + x_s \frac{N_s}{N + N_s} = x + (x_s - x) \cdot \delta$$

Molenbruch in der Zelle nach der Mischung

mit der infinitesimalen Größe
$$\delta = \frac{N_s}{N + N_s} << 1$$

Daher gilt

$$H(x') \approx H(x) + \frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} \cdot (x_{\mathrm{s}} - x)\delta$$

und man erhält

$$\Delta Q(x, x_{s}) \approx (N + N_{s}) \left[H(x) + (x_{s} - x)\delta \cdot \frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} \right] - NH(x) - N_{s}H(x_{s}) \approx$$
$$\approx N_{s} \left\{ H(x) + (x_{s} - x) \cdot \frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} - H(x_{s}) \right\}$$

Die auf die Anzahl der injizierten Mole bezogene ITC-Wärme ist damit

$$q(x, x_{\rm s}) \equiv \frac{\Delta Q(x, x_{\rm s})}{N_{\rm s}} \approx H(x) + (x_{\rm s} - x) \cdot \frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} - H(x_{\rm s}) \tag{1}$$

Drückt man die molare Enthalpie durch ihre partiellen molaren Bestandteile aus, so ergibt sich

$$q(x, x_{s}) \approx x\overline{H}_{1}(x) + (1-x)\overline{H}_{2}(x) + (x_{s} - x) \cdot (\overline{H}_{1}(x) - \overline{H}_{2}(x)) - x_{s}\overline{H}_{1}(x_{s}) - (1-x_{s})\overline{H}_{2}(x_{s})$$

$$q(x, x_{\rm s}) \approx x_{\rm s} \left(\overline{H}_1(x) - \overline{H}_1(x_{\rm s}) \right) + (1 - x_{\rm s}) \cdot \left(\overline{H}_2(x) - \overline{H}_2(x_{\rm s}) \right)$$
(2)

Aus Gl. (1) erkennt man, dass mit Hilfe von ITC die molare Enthalpie einer binären Mischung mit Ausnahme des Funktionswerts selbst und des Werts der ersten Ableitung nach dem Molenbruch *x* bestimmt werden kann:

$$q(x, x_{\rm s}) \approx H(x) + (x_{\rm s} - x) \cdot \frac{\mathrm{d}H(x)}{\mathrm{d}x} - H(x_{\rm s}) = -\sum_{\rm k=2}^{\infty} \frac{(x_{\rm s} - x)^{\rm k}}{\rm k!} \cdot \frac{\mathrm{d}^{\rm (k)}H(x)}{\mathrm{d}x^{\rm k}} \quad (1a)$$

Aus Gl. (2) sieht man, dass für $x_s = 0$ oder 1 (in diesen Fällen titriert man die reine Komponente 2 oder die reine Komponente 1 zur Mischung beim Molenbruch x) die normierte ITC-Wärme die Differenz zwischen der partiellen molaren Enthalpie der Komponente beim Molenbruch x und der molaren Enthalpie der reinen Komponente ist:

$$q(x, x_{s} = 0) \equiv q_{2}(x) \approx \overline{H}_{2}(x) - \overline{H}_{2}(0)$$

$$q(x, x_{s} = 1) \equiv q_{1}(x) \approx \overline{H}_{1}(x) - \overline{H}_{1}(1)$$
(2a)

Man führt daher zweckmäßigerweise die molare Exzessenthalpie als Differenz zwischen der molaren Enthalpie der realen Mischung und der molaren Enthalpie bei idealer Mischung ein:

$$H_{\text{exc}}(x) \equiv x \left[\overline{H}_{1}(x) - H(1) \right] + (1 - x) \left[\overline{H}_{2}(x) - H(0) \right] =$$
$$= x \overline{H}_{1\text{exc}}(x) + (1 - x) \overline{H}_{2\text{exc}}(x)$$

Daher ist die bei Titration der reinen Komponente 2 gemessene normierte ITC-Wärme gerade die Partielle molare Exzessenthalpie dieser Komponente.

$$q_{2}(x) \approx \overline{H}_{2\text{exc}}(x)$$

$$q_{1}(x) \approx \overline{H}_{1\text{exc}}(x)$$
(2b)

Bei einer idealen Mischung verschwindet die Exzessenthalpie und damit auch die Mischungswärme.

Thermodynamische Konsistenzbedingung für ITC-Wärmen

Da die ITC-Wärmen $q_1(x)$ und $q_2(x)$ partielle molare Exzessenthalpien darstellen, sind sie nicht unabhängig voneinander. Es gilt die Gibbs-Duhem-Gleichung

$$x\frac{\mathrm{d}q_1(x)}{\mathrm{d}x} + (1-x)\frac{\mathrm{d}q_2(x)}{\mathrm{d}x} \equiv 0$$

woraus man die folgenden Beziehungen herleiten kann:

$$q_{1}(x) = -\int_{1}^{x} \frac{1-\xi}{\xi} \frac{\mathrm{d}q_{2}(\xi)}{\mathrm{d}\xi} \mathrm{d}\xi = -\frac{1-x}{x} q_{2}(x) + \int_{x}^{1} \frac{q_{2}(\xi)}{\xi^{2}} \mathrm{d}\xi$$
$$q_{2}(x) = -\int_{0}^{x} \frac{\xi}{1-\xi} \frac{\mathrm{d}q_{1}(\xi)}{\mathrm{d}\xi} \mathrm{d}\xi = -\frac{x}{1-x} q_{1}(x) + \int_{0}^{x} \frac{q_{1}(\xi)}{(1-\xi)^{2}} \mathrm{d}\xi$$

Man kann demnach aus der Messung der Größe $q_1(x)$ die Größe $q_2(x)$ berechnen und umgekehrt. Die thermodynamische Konsistenz der gemessenen Daten kann mit Hilfe dieser Gleichungen überprüft werden.

Weiterhin gilt

$$\int_{0}^{1} \xi \frac{\mathrm{d}q_{1}(\xi)}{\mathrm{d}\xi} \mathrm{d}\xi + \int_{0}^{1} (1-\xi) \frac{\mathrm{d}q_{2}(\xi)}{\mathrm{d}\xi} \mathrm{d}\xi = -\int_{0}^{1} q_{1}(\xi) \mathrm{d}\xi + \int_{0}^{1} q_{2}(\xi) \mathrm{d}\xi \equiv 0$$

d. h. dass die Flächen unter den beiden Kurven $q_1(x)$ und $q_2(x)$ gleich sein müssen, wenn die Messung fehlerfrei durchgeführt wurde.

Bei der Herleitung der obigen Gleichungen wurde berücksichtigt, dass gilt $q_1(1) = q_2(0) = 0$ weil die Titration zweier gleicher Substanzen keinen Wärmeeffekt ergibt.

Binäre Reguläre Lösung

Der einfachste nichttriviale Ansatz für die molare Exzessenthalpie ist

 $H_{\rm exc}(x) = h_0 x(1-x) \qquad \text{min}$

mit der Konstanten h_0

Im Ansatz wurde berücksichtigt, dass die Exzessenthalpie für die reinen Substanzen verschwindet.

Man erhält dann mit

$$\frac{dH_{exc}(x)}{dx} = (1-2x)h_0$$
 für die ITC-Wärmen:

$$q_{1}(x) = \overline{H}_{1\text{exc}}(x) = H_{\text{exc}}(x) + (1-x)\frac{dH_{\text{exc}}(x)}{dx} = (1-x)^{2}h_{0}$$
$$q_{2}(x) = \overline{H}_{2\text{exc}}(x) = H_{\text{exc}}(x) - x\frac{dH_{\text{exc}}(x)}{dx} = x^{2}h_{0}$$

Allgemein gilt für die reguläre Mischung

 $q(x, x_{\rm s}) = (x - x_{\rm s})^2 h_0$ (s. Gl. (1))



Bemerkung: In einer regulären Lösung verschwindet die Mischungsentropie

Quasibinäre Lösungen

Wir betrachten Substanzen, die in wässriger Lösung Aggregate (Vesikel, Mizellen) bilden. Bei genügend hoher Aggregatkonzentration (\approx mM) vernachlässigt man die in der Lösung noch vorhandenen Monomere (CMC $\approx \mu$ M).

Mischt man zwei dieser Substanzen, dann erfolgt die Mischung in den Aggegaten. Man spricht von quasibinären Mischungen, und ignoriert den Einfluss des im Überschuss vorliegenden Wassers auf die Mischung der beiden Komponenten in den Aggregaten.

Beispiel:C₁₂E₃+POPC, *H.Heerklotz et al.* J. Phys. Chem. <u>B102</u> 5363 (1998)



Koeffizienten $h_{\rm m}$ mit Information über kooperative WW im Mischvesikel

Phasenumwandlung in quasibinären Mischungen

Beispiel: D=C₁₂E₇ (Mizellen)+L=POPC(Vesikel)



Injektion von POPC-Vesikeln zu Mischung mit Molenbruch

$$x = \frac{N_{\rm D}}{N_{\rm D} + N_{\rm L}}$$

TD-konsistente Gesamt-Exzess-Enthalpie der Mischung kann zerlegt werden in Exzessenthalpien der Mischphasen (Mischvesikel, Mischmizellen)

ITC solubilization protocol

Micelles are injected into vesicle suspension. Heerklotz et al. (1995) Chem. Phys. Lett. 235, 517



ITC reconstitution protocol Vesicles are injected into micelles. *Heerklotz et al.* (1996) J. Phys. Chem. 100, 6764



ITC Partitionierungsprotokoll

Lipidvesikel werden in eine Ligandenlösung injiziert. Aus der Lösung nehmen sie solange Liganden auf, bis Gleichgewicht herrscht. Aus ITC-Messungen kann der Verteilungskoeffizient des Liganden bestimmt werden.



Verteilung von C₁₀E₇ als Monomer im Puffer und eingebaut in 100 nm-POPC-Vesikel *Heerklotz/Seelig* BBA(2000)



 $CMC(C_{10}E_{7}) \approx 850 \ \mu M$ Puffer: 100 mM NaCl, 10 mM Tris, pH = 7,4 $C_{D0} = C_{D,b} + C_{D,f} \qquad K \equiv \frac{\frac{C_{D,b}}{C_{L0}}}{C_{D,f}} \to C_{D,b} = C_{D0} \frac{KC_{L0}}{1 + KC_{L0}}$ $\sum_{k=1}^{i} \delta h_{k} = \Delta H_{D}^{w \to b} V_{cell} C_{D0} \frac{KC_{L0}}{1 + KC_{L0}}$



 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = RT \ln X_{\rm c}$ $X_{\rm c} \approx \frac{\rm CMC}{\rm 55,5 \ M}$

Änderung der molaren freien Enthalpie bei der Selbstaggregation .

Demizellisierungsexperiment

Bestimmung der CMC am Beispiel des Detergenten $C_{12}E_8$ 2,5 mM $C_{12}E_8$ -Lösung in Wasser wird in reines Wasser injiziert.



Heerklotz/Seelig BBA (2000)

ITC-Signale bei Injektion von $C_{12}E_8$ -Mizellen in Wasser

Integrierte ITC-Signale liefern Demizellisierungsenthalpie ΔH

Genauere Lokalisierung des CMC-Bereichs: *Hier* $CMC = 90+/-20 \mu M$



Der Anstieg von ΔH über der Temperatur liefert ΔC_p , die Änderung der molaren Wärmekapazität bei Demizellisierung





Thermodynamik der Selbstaggregation

Gleichheit der chemischen Potentiale der Teilchen in den unterschiedlich großen Aggregaten

$$\mu_1^0 + kT \ln X_1 = \mu_2^0 + \frac{kT}{2} \ln \frac{X_2}{2} = \mu_3^0 + \frac{kT}{3} \ln \frac{X_3}{3} = \dots$$

Annahme einer idealen Lösung von N-Aggregaten

 $X_{\rm M}$ ist der Molenbruch der M-Aggregate multipliziert mit M

Annahme, dass Aggregate der Aggreationszahl N>>1 dominieren

$$\mu_{1}^{0} + kT \ln X_{1} = \mu_{N}^{0} + \frac{kT}{2} \ln \frac{X_{N}}{2}$$
$$X_{N} = NX_{1}^{N} \exp\left\{-\left(\frac{\mu_{N}^{0} - \mu_{1}^{0}}{kT}\right)^{N}\right\}$$

Bei der kritischen Mizellkonzentration soll gelten

$$X_{\rm c} = X_{\rm N} = X_{\rm 1} \qquad \text{woraus folgt}$$
$$X_{\rm c} = \left[\frac{\exp\left\{-\left(\frac{\mu_{\rm N}^0 - \mu_{\rm 1}^0}{kT}\right)^{\rm N}\right\}}{\rm N}\right]^{\frac{1}{\rm N-1}} \approx \exp\left[\frac{\mu_{\rm N}^0 - \mu_{\rm 1}^0}{kT}\right] \qquad \text{d. h.}$$

 $RT\ln X_{\rm c} = N_{\rm A}(\mu_{\rm N}^0 - \mu_1^0) \equiv \Delta G^0$

Thermodynamische Konsistenz der Demizellisierungsdaten

Es gilt die Gibbs-Helmholtz-Gleichung

$$\Delta H^{0} = \Delta G^{0} + T\Delta S^{0} = \Delta G^{0} - T\frac{\partial \Delta G^{0}}{\partial T} = -T^{2}\frac{\partial \left(\frac{\Delta G^{0}}{T}\right)}{\partial T}$$

Wegen

$$\Delta G^0 = RT \ln X_{\rm c}(T)$$

muss gelten

$$\Delta H^{0} = -RT^{2} \frac{\partial \left(\frac{\Delta G^{0}}{RT}\right)}{\partial T} = -RT^{2} \frac{1}{X_{c}(T)} \frac{dX_{c}(T)}{dT}$$
(1)

Ist die Änderung der molaren Wärmekapazität

 $\Delta C_p = \frac{\mathrm{d}\Delta H}{\mathrm{d}T}$

unabhängig von der Temperatur, dann kann Gl. (1) integriert werden zu

$$X_{c}(T) = X_{c}(T_{0}) \left(\frac{T}{T_{0}}\right)^{\frac{\Delta C_{p}}{R}} \exp\left\{\frac{\Delta H(T_{0}) - \Delta C_{p}T_{0}}{R} \left(\frac{1}{T_{0}} - \frac{1}{T}\right)\right\}$$

Die Abhängigkeit der CMC $X_c(T)$ von der Temperatur kann unabhängig von $\Delta H(T)$ gemessen werden.